

PRO6137 · pH-Einstichelektrode mit Klinge, nicht nachfüllbar

Edelstahlklinge · Ag/AgCl-Referenz · Gewebediaphragma · nicht nachfüllbar · BNC

PH 0–14

5–60 °C

KEIN NACHFÜLLEN

GEWEBEDIAPHRAGMA

Φ12×36+Φ20×132 MM

BNC (Q9)



PRO6137 ist eine pH-Einstichelektrode für Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Pasten und Boden, mit einer Klinge aus Edelstahl 316 und einer geschlossenen Referenz, die nicht nachgefüllt werden muss.

So ist sie aufgebaut



PH-SENSOR

Einstichspitze

Durchsticht halbfeste Produkte
— Käse, Fleisch, Obst, Boden.



SCHAFT

POM + Edelstahl 316

Edelstahlklinge zum Einstechen
in die Probe.



DIAPHRAGMA

Gewebe, einfach

Gute Durchlässigkeit, stabiles
Potenzial, preisgünstig.



ANSCHLUSS

BNC (Q9)

Für pH-Messgeräte mit BNC-
Elektrodeneingang.

BEREICH

pH 0 – 14

TEMPERATUR

5 – 60 °C

WARTUNG

Kein Nachfüllen

GEEIGNET FÜR

Fleisch, Fisch, Obst, Boden

Warum diese Elektrode

Bewährte Referenz: Ag/AgCl-Referenzsystem für Routinemessungen im Labor.

Nichts nachzufüllen: Geschlossenes Referenzsystem — spülen, feucht aufbewahren, messen.

Gewebediaphragma: Gute Durchlässigkeit, stabiles Potenzial, preisgünstig.

PRO6137 · pH-Einstichelektrode mit Klinge, nicht nachfüllbar

PRO6137 — PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

ELEKTRODENKATALOG

ANGEBOT ANFORDERN

Technische Parameter

Parameter	Spezifikation
Modell / Bestellnummer	PRO6137
Elektrodentyp	pH-Kompositelektrode (Einstabmesskette)
Messbereich	pH 0 – 14
Arbeitstemperatur	5 – 60 °C
pH-Sensor	Lanzenförmige Glasmembran
Schaftmaterial	POM + Edelstahl 316
Referenzsystem	Ag/AgCl
Diaphragma	Gewebe, einfach
Nachfülllösung	Nicht nachfüllbar — kein Elektrolyt nachzufüllen
Temperatursensor	Keiner
Abmessungen	Φ12 × 36 + Φ20 × 132 mm
Anschluss	BNC (Q9)

Temperaturkompensation: kein eingebauter Sensor; separater Temperaturfühler oder manuelle Kompensation am Messgerät.



BNC-Anschluss (Q9). Wird direkt an pH-Messgeräte mit BNC-Elektrodeneingang angeschlossen.

Empfohlene Proben

Bereich	Probenarten • empfohlen
Lebensmittel	Fleisch, Fisch • Obst, Gemüse • Pasten
Umwelt	Boden

Bestelldaten

Bestellnummer: PRO6137

Anschluss: BNC (Q9) — vor der Bestellung den Eingang des Messgeräts prüfen.

Verbrauchsmaterial: keine Nachfülllösung erforderlich.

Eine andere Elektrode wählen bei

Reinem Wasser oder niedriger Leitfähigkeit: Elektrode für niedrige Leitfähigkeit oder für Reinstwasser.

Über 60 °C: Elektrode, die für höhere Temperaturen ausgelegt ist.

VERTRIEB UND SUPPORT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

SCHNELLKONTAKT

 colo.si/de

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • UNTERSTÜTZUNG BEI DER ELEKTRODENAUSWAHL

Nicht sicher, ob das die richtige Elektrode für Ihre Probe ist?

Senden Sie uns Gerätemodell, Probenart, pH-Bereich und Temperatur — wir bestätigen die Elektrode oder schlagen eine besser passende aus dem Katalog vor.

Die technischen Werte dienen der Produktauswahl. Für die Lieferung ist die im Angebot von COLO.Science bestätigte Konfiguration verbindlich.

PRO6137 — PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

ELEKTRODENKATALOG

ANGEBOT ANFORDERN