

STRANICA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

CENSD2000

Precizna vaga | kapacitet 2000 g | čitljivost 0,01 g | dvostruki LCD displej

CENSD2000 precizna vaga namenjena je rutinskom laboratorijskom, proizvodnom i istraživačkom merenju. Objedinjuje mernu čeliju visoke tačnosti, eksternu linearnu kalibraciju, veliki tas 143 x 192 mm i dvostruki LCD displej. Ugrađeni punjivi akumulator i adapter od 220 V omogućavaju rad i na radnom stolu i bez mrežnog priključka.

KAPACITET 2000 G

ČITLJIVOST 0,01 G

DVOSTRUKI LCD

TAS 143 X 192 MM

EKSTERNA KALIBRACIJA

PUNJIVA BATERIJA

TASTERI NA DODIR

OPCIONI SOFTVER ZA RAČUNAR

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije

Familija proizvoda: CENSD precizne vage

Model: CENSD2000 | SKU: PRO3261

Preporučeni slug: censd2000-precizna-laboratorijska-vaga

Format: A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.4



CENSD2000 | precizna vaga sa dvostrukim LCD displejem i velikim tasom

MODEL / SKU

CENSD2000
PRO3261

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

STRANICA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

COLO.SCIENCE POČETNA

CENSD2000 | tehnička specifikacija

Ekonomična precizna vaga kapaciteta 2000 g, čitljivosti 0,01 g, sa dvostrukim LCD displejem

MAKS. 2000 G

D = 0,01 G

DVOSTRUKI LCD

EKSTERNA LINEARNA KALIBRACIJA

Stabilno rutinsko merenje sa velikim pravougaonim tasom

Pregled proizvoda

Profil primene

Laboratorijsko merenje: rutinsko merenje uzoraka, reagenasa i receptura do 2000 g.

Kontrola kvaliteta: praktična za prijemnu kontrolu, proveru šarži i kontrolu proizvodnje.

Brojanje komada: izborna jedinica pcs podržava ponovljene zadatke brojanja.

Nastava i istraživanje: pregledan dvostruki displej olakšava demonstracije i zajedničko očitavanje rezultata.

Ključne karakteristike

Merni opseg: maksimalni kapacitet 2000 g uz čitljivost 0,01 g.

Senzor: merna ćelija visoke tačnosti za stabilno rutinsko i istraživačko merenje.

Kalibracija: eksterna kalibracija, metodom eksterne linearne kalibracije.

Jedinice: g, ct, oz, lb, GN, %, pcs.

Vidljivost: dvostruki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem.

Opcija za podatke: opcioni softver za prikupljanje podataka i kontrolu merenja.

Konstrukcija i rukovanje

Veliki tas: merna površina 143 x 192 mm za posude i veće uzorke.

Dvostruki LCD: rezultat vidljiv sa obe strane, za rukovaoca i drugog korisnika.

Upravljanje dodirrom: kapacitivni tasteri na dodir daju pregledan korisnički interfejs.

Fleksibilno napajanje: ugrađeni punjivi akumulator i adapter od 220 V.

Osnovni tehnički pregled

Parametar	Specifikacija
Model / SKU	CENSD2000 / PRO3261
Maksimalni kapacitet	2000 g
Čitljivost	0,01 g
Veličina tasa	143 x 192 mm
Displej	dvostruki LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Kalibracija	eksterna / eksterna linearna kalibracija
Napajanje	ugrađeni akumulator i adapter od 220 V

KAPACITET

2000 g

ČITLJIVOST

0,01 g

VELIČINA TASA

143 x 192 mm

DISPLEJ

Dvostruki LCD

Tehnička specifikacija

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Model	CENSD2000 precizna vaga
SKU	PRO3261
Tip vage	precizna / industrijska vaga
Maksimalni kapacitet	2000 g
Čitljivost / rezolucija	0,01 g
Merna ćelija	merna ćelija visoke tačnosti
Kalibracija	eksterna kalibracija
Metoda kalibracije	eksterna linearna kalibracija
Dimenzije tase	143 x 192 mm
Displej	dvostruki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Komande	kapacitivni tasteri na dodir
Merne jedinice	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Mrežno napajanje	adapter 220 V
Baterijsko napajanje	ugrađeni punjivi akumulator

Funkcije, komunikacija i konfiguracija

Parametar	Specifikacija
Standardno merenje	podržano
Procentualno merenje	podržano preko jedinice %
Brojanje komada	podržano preko jedinice pcs
Prikupljanje podataka	komunikacija sa računarom i softver za podatke dostupni kao opcija
Kontrola merenja	dostupna preko opcionog komunikacionog softvera
Kalibracioni teg	opciono sertifikovani ili kontrolni teg za eksternu kalibraciju
Srodni model	CENS2000, jedan LED displej
Stranica proizvoda	Stranica proizvoda CENSD2000
Izvorni dokument	PDF za familiju CENS

Granice specifikacije

Potvrđene vrednosti: kapacitet, čitljivost, veličina tase, displej, kalibracija, akumulator i jedinice preuzeti su sa stranice proizvoda i iz CENSD PDF-a.

Nije navedeno u izvoru: minimalno opterećenje, ponovljivost, linearnost, vreme stabilizacije, dimenzije, masa i granice radne sredine namerno nisu navedeni.

Konačna konfiguracija: adapter, softverski interfejs i sertifikat kalibracionog tega potvrdite u ponudi.

Tehničke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Službena ponuda i potvrda porudžbine definišu konačnu isporučenu konfiguraciju i priloženi pribor.

Standardna isporuka, opcije i povezani proizvodi



CENS2000 | 2000 g x 0,01 g | dvostruki LCD | tas 143 x 192 mm

Tipična isporuka i dostupne opcije

CENS2000 vaga: precizna vaga sa dvostrukim LCD displejem, SKU PRO3261.

Adapter za napajanje: adapter 220 V za standardni rad na radnom stolu.

Punjivi akumulator: ugrađen za rad bez mrežnog napajanja.

Kalibracioni teg: opcioni sertifikovani ili kontrolni teg.

Softver za računar: opcioni softver za komunikaciju i prikupljanje podataka.

Dokumentacija: tačni dokumenti i sertifikati prema potvrdi porudžbine.

Opcioni teg i srodna vaga



Opcioni kalibracioni i kontrolni tegovi OIML M1



Alternativa CENS2000 | jedan LED displej

Napomena o poručivanju: Kalibracioni tegovi i softver za računar su opcioni. Navedite da li je potreban sertifikovani teg, sertifikat o kalibraciji ili softversko povezivanje.

Napomene za izbor i upotrebu

Izaberite CENS2000 kada

Dvostrani prikaz: rezultat treba da vide i rukovalac i drugi korisnik.

Veliki tas: posuda sa uzorkom zahteva površinu 143 x 192 mm.

Planiranje kalibracije

Eksterna kalibracija: izaberite odgovarajući teg za proceduru.

Rutinske provere: definišite učestalost i granice u internom SOP-u.

Alternativni model

CENS2000: 2000 g i 0,01 g sa jednim LED displejem.

Poređenje: CENS2000 dodatno ima dvostruki LCD i veći navedeni tas.

STRANICA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

OPCIONI TEGOVI

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: pošaljite potreban kapacitet i čitljivost, veličinu uzorka ili posude, proceduru kalibracije, potrebu za sertifikovanim tegom, rad na bateriju i prikupljanje podataka na računaru.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Model:** CENS2000

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA CENS2000 PRECIZNU VAGU

Potrebna vam je pomoć pri potvrđi konfiguracije vage i kalibracionog tega?

Pošaljite predviđeni merni opseg, vrstu uzorka, potrebnu dokumentaciju i potrebe za prikupljanjem podataka. COLO.Science će potvrditi CENS2000, odgovarajući opcioni teg i komunikacioni softver.

Otvori stranicu proizvoda

Zatraži ponudu

Otvori PDF dokument

Uporedi CENS2000

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, komplet pribora niti kriterijume prijema utvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrđi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. Opcioni tegovi, softver i sertifikati moraju se potvrditi za konkretnu porudžbinu.