

SERIJA PRECIZNIH VAGA VISOKOG KAPACITETA

CENSB/H

Precizne vage visokog kapaciteta | 10–60 kg / 0,1 g i 1 g | eksterna kalibracija

CENSB/H je serija elektronskih preciznih vaga visokog kapaciteta sa pozlaćenim keramičkim senzorom promenljive kapacitivnosti. Kompaktna i prostorno efikasna konstrukcija, brz odziv, jednostavno održavanje, širok merni opseg, visoka preciznost, izuzetna stabilnost i veliki broj funkcija. Serija se široko koristi u laboratorijama i industriji – prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj i metaloprerađivačkoj. Zbog stabilnosti, bezbednosti i malog radnog prostora, uz povoljan odnos performansi i cene, ovo je često korišćen tip vage u laboratorijama.

KAPACITET

10–60 kg

ČITLJIVOST

0,1 g / 1 g

KALIBRACIJA

Eksterna

TAS

300 × 400 mm

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije

Serijska: **CENSB/H** – precizne vage visokog kapaciteta

Modeli: **CENSB10, CENSB20, CENSB30, CENSH10, CENSH30, CENSH50, CENSH60**

Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.6**

EKRAN OSETLJIV NA DODIR 7"

EKSTERNA KALIBRACIJA

RS232 / RJ45 / USB

IZVOZ U EXCEL (USB)

PUNJIVA BATERIJA



CENSB/H precizna vaga visokog kapaciteta | ekran osetljiv na dodir | tas 300 × 400 mm

CENSB/H | tehničke specifikacije

Precizne vage visokog kapaciteta | 10–60 kg / 0,1 g i 1 g | eksterna kalibracija

Modeli i parametri

Parametar	CENSB10	CENSB20	CENSB30	CENSH10	CENSH30	CENSH50	CENSH60
Maks. kapacitet	10 kg	20 kg	30 kg	10 kg	30 kg	50 kg	60 kg
Čitljivost (d)	0,1 g			1 g			
Radna temperatura	5–35 °C						
Ponovljivost	±3d						
Linearnost	±3d						
Vreme stabilizacije	≤ 3 s						
Drift osetljivosti	±3d						
Greška ekscentričnosti (četiri ugla)	±3d						
Jedinice merenja	g, oz, ct...						
Veličina tasa	300 × 400 mm						
Tasteri	ekran osetljiv na dodir						
Displej	7-inčni ekran visoke rezolucije osetljiv na dodir						
Izlazni port	RS232 / RJ45 / USB...						
Ulaz / izlaz	izvoz u EXCEL (USB)						
Režimi merenja	brojanje komada, provera mase, procentualno merenje, gustina						
Proširenje funkcija	eksterni displej						
Napajanje	ulaz: 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz; izlaz: 9 V						
Baterija	punjiva baterija 6 V / 4 Ah						
Štampa	štampanje etiketa, formatiranje etiketa, podešavanja teksta...						

d = čitljivost (podeok) modela: 0,1 g za CENSB, 1 g za CENSH.

Ključne funkcije

Senzor i konstrukcija

Pozlaćeni keramički senzor promenljive kapacitivnosti.
Kompaktna konstrukcija, brz odziv, jednostavno održavanje.
Kapacitet do 60 kg; ponovljivost ±0,3 g (prema opisu u izvoru).

Ekran i rukovanje

LCD ekran osetljiv na dodir, visoke rezolucije.
Režimi: brojanje komada, provera mase, procentualno merenje, gustina.
Štampanje i formatiranje etiketa.

Podaci i napajanje

Izlazni interfejs RS232C / USB / LAN (opcija).
Softver za komunikaciju sa vagom: prikupljanje podataka i kontrola procesa merenja (opcija).
Punjiva baterija 6 V / 4 Ah; mogućnost eksternog displeja.

Prodaja i podrška

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite zahtevani kapacitet i čitljivost (0,1 g ili 1 g), vrstu uzoraka, način prenosa podataka (RS232, RJ45, USB, izvoz u EXCEL), potrebu za štampom etiketa i informaciju da li je potreban kalibracioni teg.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetnaE-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: CENSB/H – precizne vage visokog kapaciteta

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA CENSB/H

Potrebna vam je pomoć pri izboru CENSB/H vage visokog kapaciteta?

Ako vaga ne odgovara specifičnim potrebama vaše primene ili neka opcija nije navedena, kontaktirajte nas – pomoći ćemo da pronađete tehničko rešenje. Pošaljite zahtevani kapacitet, čitljivost i potrebne opcije, a COLO.Science će potvrditi odgovarajući model i konfiguraciju.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga

Katalog vaga

Otvori stranicu proizvoda

KATEGORIJE VAGA

Precizne vage

Kalibracioni tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu

Ovaj dokument služi za izbor odgovarajuće vage. Obavezujuća konfiguracija, sadržaj isporuke i opcioni pribor potvrđuju se u ponudi. Tehničke specifikacije podložne su promenama.