

STRANICA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

CENSK serija

Precizne vage velikog kapaciteta | 6200-12100 g | podeok 0,01 g | EMF senzor

CENSK precizne vage velikog kapaciteta prenose čitljivost 0,01 g na kapacitete od 6200 g do 12100 g. Visokoprecizni senzor elektromagnetne kompenzacije sile, eksterna linearna kalibracija, veliki tas od nerđajućeg čelika 195 x 175 mm i grafički LCD podržavaju rutinsko laboratorijsko merenje, izradu receptura, proizvodnju i kontrolu kvaliteta.

6200-12100 G

PODEOK 0,01 G

KLASA II

EMF SENZOR

EKSTERNA KALIBRACIJA

TAS 195 X 175 MM

GRAFIČKI LCD

RS232

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije

Familija proizvoda: CENSK precizne vage velikog kapaciteta

Modeli: CENSK6200 / 8200 / 10100 / 12100

Karakteristika serije: podeok 0,01 g na sva četiri kapaciteta

Format: A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.4



CENSK precizna vaga velikog kapaciteta | EMF senzor | podeok 0,01 g

OPSEG KAPACITETA

6200-12100 g
d = 0,01 g

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

CENSK6200

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

COLO.SCIENCE POČETNA

CENSK | precizne vage velikog kapaciteta

Kapacitet do 12100 g sa podeokom 0,01 g i elektromagnetnom kompenzacijom sile

MAKS. 6200-12100 G

D = 0,01 G

EMF SENZOR

EKSTERNA KALIBRACIJA

Veliki kapacitet bez prelaska na grublji podeok

Pregled serije

Profil primene

Laboratorijsko merenje velikih uzoraka: posude, recepture i šarže do 12,1 kg.

Proizvodnja i kontrola kvaliteta: provere velikog kapaciteta uz zadržan podeok 0,01 g.

Brojanje komada: za inventar, pakovanje i ponavljajuće proizvodne zadatke.

Procentualno merenje: korisno za izradu receptura, poređenje i kontrolu procesa.

Konstrukcija i rukovanje

Veliki tas: površina od nerđajućeg čelika 195 x 175 mm za velike posude i uzorke.

Pregledan displej: grafički matični LCD sa pozadinskim osvetljenjem i višejezičnim interfejsom.

Brz rad: vreme stabilizacije 1,5 sekundi ili kraće.

Fleksibilno napajanje: univerzalni adapter i opcioni punjivi akumulator.

Ključne karakteristike

Opseg serije: kapaciteti 6200, 8200, 10100 i 12100 g.

Rezolucija: stalni podeok 0,01 g na svakom CENSK modelu.

Senzor: visokoprecizni merni sistem sa elektromagnetnom kompenzacijom sile.

Kalibracija: eksterna kalibracija uz podršku za eksternu linearnu kalibraciju.

Dokumentacija: GLP/ISO zapis poslednjih sačuvanih podataka o kalibraciji.

Komunikacija: RS232 za serijski štampač ili prikupljanje podataka na računaru.

Osnovni tehnički pregled

Parametar	Specifikacija serije
Maksimalni kapaciteti	6200 / 8200 / 10100 / 12100 g
Podeok	0,01 g
Minimalno merenje	200 mg
Veličina tasa	195 x 175 mm
Displej	grafički matični LCD
Kalibracija	eksterna / eksterna linearna
Interfejs	RS232

MODELI

4 kapaciteta

PODEOK

0,01 g

VELIČINA TASA

195 x 175 mm

STABILIZACIJA

≤ 1,5 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela

Model	SKU	Maksimalni kapacitet	Podeok	Ponovljivost	Linearnost
CENSK6200	PRO4739	6200 g	0,01 g	±10 mg	±20 mg
CENSK8200	PRO4740	8200 g	0,01 g	±10 mg	±20 mg
CENSK10100	PRO4741	10100 g	0,01 g	±10 mg	±20 mg
CENSK12100	PRO5313	12100 g	0,01 g	±10 mg	±20 mg

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Klasa tačnosti	klasa II
Minimalno merenje	200 mg
Ponovljivost	±10 mg
Tačnost	±10 mg
Linearnost	±20 mg
Vreme stabilizacije	≤1,5 s
Merni senzor	visokoprecizni senzor elektromagnetne kompenzacije sile
Kalibracija	eksterna / eksterna linearna kalibracija
Dimenzije tase	195 x 175 mm, nerđajući čelik

Radna sredina, displej i povezivanje

Parametar	Specifikacija
Radna temperatura	15-40 °C; fluktuacija <5 °C/h
Relativna vlažnost	40-80% RH
Napajanje	AC 110-240 V, 50/60 Hz; DC 5 V / 2 A
Rad na bateriju	opciono punjivi akumulator
Displej	grafički matični LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Jezici	EN, DE, FR, IT, ES, PT
Interfejs	RS232; opciono konvertor serijski-USB
Funkcije	kontrolno merenje, brojanje komada, procentualno merenje
Zapis kalibracije	GLP/ISO zapis poslednjih sačuvanih podataka o kalibraciji

Napomena o proveru SKU šifara: SKU šifre modela proverene su prema zvaničnim stranicama proizvođa COLO.Science na engleskom jeziku: CENSK6200 = PRO4739, CENSK8200 = PRO4740, CENSK10100 = PRO4741 i CENSK12100 = PRO5313. Konačnu isporučenu konfiguraciju, pribor i kalibracionu dokumentaciju potvrdite u službenoj ponudi.

Standardna isporuka, opcije i kalibracioni tegovi



CENSK serija | 6200-12100 g | 0,01 g | EMF senzor | tas 195 x 175 mm

Tipična isporuka i dostupne opcije

CENSK vaga: izabrana konfiguracija od 6200, 8200, 10100 ili 12100 g.

Standardna isporuka: univerzalni adapter za napajanje i uputstvo za upotrebu.

Punjivi akumulator: opcioni rad nezavisno od mrežnog napajanja.

Serijski štampač: opcionalna štampa sa datumom i vremenom.

Softver za računar: opcionalno prikupljanje podataka i kontrola mernog procesa.

Komunikacija: serijski kabl i opcioni konvertor serijski-USB.

Program opcionih kalibracionih tegova



M1 set, 1 mg-500 g | 24 komada | SKU PRO5291



M1 pojedinačni teg 1 kg | komora za justiranje | SKU PRO5284

Napomena o poručivanju: CENSK koristi eksternu kalibraciju. Prikazani M1 set i teg od 1 kg opcioni su izbor za provere i podršku kalibraciji; potrebnu nominalnu masu, OIML klasu i sertifikat potvrdite za izabrani model i SOP.

Napomene za izbor i upotrebu

Izbor kapaciteta

Uračunajte taru: očekivanoj masi uzorka dodajte sudove, posude i držače.

Ostavite rezervu: izaberite dovoljno slobodnog kapaciteta za rutinski rad.

Planiranje kalibracije

Eksterna kalibracija: izaberite odgovarajuću nominalnu masu za proceduru.

Rutinske provere: definišite ispitne tačke, granice, učestalost i zapise u SOP-u.

Izbor tegova

M1 set: više tačaka od 1 mg do 500 g.

M1 1 kg: praktična pojedinačna kontrolna tačka velike mase; po potrebi dodajte veće mase.

STRANICA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PDF DOKUMENT

M1 SET TEGOVA

M1 1 KG

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: pošaljite maksimalnu masu uzorka i tare, potreban način rada sa 0,01 g, proceduru eksterne kalibracije, ispitne tačke verifikacije, klasu tega, sertifikat, kao i zahteve za štampač i podatke na računaru.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijski broj:** CENSK6200-CENSK12100

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA CENSK VAGE VELIKOG KAPACITETA

Potrebna vam je pomoć pri izboru CENSK modela i konfiguracije kalibracionih tegova?

Pošaljite predviđeni merni opseg, opterećenje tarom, vrstu uzorka, kao i zahteve za dokumentaciju i izlaz podataka. COLO.Science će potvrditi odgovarajući CENSK kapacitet, proceduru eksterne kalibracije, M1 set tegova, kontrolni teg od 1 kg, štampač i opcije komunikacije.

Otvori CENSK6200

Zatraži ponudu

M1 set tegova

M1 teg 1 kg

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, komplet pribora niti kriterijume prijema utvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrdi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. SKU modela, kalibracione mase, klasu tegova, sertifikate, štampač, akumulator i softver potvrdite za konkretnu porudžbinu. Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.