

SERIJA HIDROSTATSKIH ANALITIČKIH VAGA

HYBANB320

HYBANB320 je hidrostatska analitička vaga za određivanje gustine i laboratorijsko merenje visoke rezolucije. Kataloška šifra je **PRO2304**, sa kapacitetom 320 g i čitljivošću 0,1 mg. Vaga ima internu kalibraciju, ekran osetljiv na dodir, temperaturnu kompenzaciju, brojanje komada i RS232 izlaz podataka; kalibracioni tegovi klase E2 i štampač dostupni su kao opcija.

KATALOŠKA ŠIFRA

PRO2304

KAPACITET

320 g

ČITLJIVOST

0,1 mg

KALIBRACIJA

Interna

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije

Proizvod: **HYBANB320** hidrostatska analitička vaga

Primena: **određivanje gustine, hidrostatsko merenje i analitičko merenje**

Kalibracija: **interna kalibracija**

Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.6**

HIDROSTATSKO ODREĐIVANJE GUSTINE

INTERNA KALIBRACIJA

EKRAN OSETLJIV NA DODIR

RS232 IZLAZ



HYBANB hidrostatska analitička vaga | konfiguracija za određivanje gustine | ekran osetljiv na dodir

HYBANB320 | pregled i primena

Hidrostatsko merenje i određivanje gustine uz internu kalibraciju i čitljivost 0,1 mg

Pregled proizvoda

Primena

Hidrostatsko određivanje gustine laboratorijskih uzoraka i materijala.

Analitičko merenje u postupcima koji zahtevaju internu kalibraciju i prikaz visoke rezolucije.

Dokumentovanje rezultata preko RS232 izlaza, opcionog štampača ili prikupljanja podataka na računaru.

Rutinski rad: određivanje gustine, temperaturna kompenzacija, brojanje komada i režimi merenja.

Platforma vage

Hidrostatska analitička vaga sa visokopreciznim elektromagnetnim senzorom.

LCD ekran osetljiv na dodir, sa pozadinskim osvetljenjem, za jasno rukovanje.

Automatska detekcija grešaka, zaštita od preopterećenja, konverzija jedinica i procentualno merenje.

Ugrađeni RS232 interfejs za kompatibilne računare, štampače i obradu podataka.



Osnovna jedinica HYBANB320 | 320 g / 0,1 mg

Standardna isporuka

HYBANB320 hidrostatska analitička vaga (osnovna jedinica).

Konfiguracija za hidrostatsko određivanje gustine.

Funkcija interne kalibracije.

Univerzalni adapter za napajanje AC 110–240 V.

Uputstvo za upotrebu / kratko uputstvo za početak rada.

Funkcije

Prikaz gustine.

Temperaturna kompenzacija.

Merenje i brojanje komada.

Konverzija jedinica i procentualno merenje.

Opcioni kalibracioni tegovi klase E2 i štampač biraju se zasebno.

Napomena o konfiguraciji: konačan sadržaj isporučenog kompleta može se razlikovati u zavisnosti od ponude, regiona i izabranog pribora. Pre poručivanja potvrdite konfiguraciju vage, pribora za određivanje gustine, štampača i kalibracionih tegova klase E2.

Osnovni parametri za izbor

MODEL HYBANB320	ŠIFRA PRO2304	KAPACITET 320 g	ČITLJIVOST 0,1 mg
KALIBRACIJA Interna	PRIMENA Hidrostatsko određivanje gustine	INTERFEJS RS232	OPCIJE E2 tegovi, štampač

Tehničke specifikacije

Parametar	Specifikacija	Praktična napomena
Kataloška šifra	PRO2304	Konačnu šifru i isporučeni komplet potvrdite u ponudi.
Model	HYBANB320	Hidrostatska analitička vaga za određivanje gustine.
Maksimalni kapacitet	320 g	Za analitičko i hidrostatsko merenje uzoraka.
Čitljivost	0,1 mg	Za laboratorijsko merenje visoke rezolucije.
Kalibracija	interna kalibracija	Kalibracija pomoću ugrađene funkcije vage.
Senzor	visokoprecizni elektromagnetni senzor vage	
Ekran	LCD sa pozadinskim osvetljenjem, ekran osetljiv na dodir	Rukovanje preko ekrana osetljivog na dodir.
Interfejs	ugrađeni RS232	Za kompatibilne računare, štampače i obradu podataka.
Veličina tase	Ø 90 mm	
Napajanje	univerzalni adapter AC 110–240 V	Lokalni tip utikača proverite u ponudi.
Funkcije	prikaz gustine, temperaturna kompenzacija, merenje, brojanje komada, konverzija jedinica, procentualno merenje	Pregled funkcija vage.
Zaštita / dijagnostika	automatska detekcija grešaka, zaštita od preopterećenja	Zaštita vage tokom rutinskog rada.

Standardna konfiguracija i opcioni pribor



Osnovna jedinica HYBANB sa konfiguracijom za hidrostatsko određivanje gustine

Rutinski redosled rada

Nivelišite i kalibrišite vagu prema laboratorijskom SOP-u.

Pripremite konfiguraciju za hidrostatsko određivanje gustine i odgovarajuću tečnost / uzorak.

Izvršite merenje gustine, uz temperaturnu kompenzaciju kada je potrebna.

Rezultate zabeležite sa ekrana, preko opcionog štampača ili na kompatibilnom računaru.



Opcioni set kalibracionih tegova klase E2 za kontrolu i kalibraciju

E2 tegovi

Preporučuju se za nezavisne rutinske provere.

Nominalne vrednosti i sertifikati treba da odgovaraju laboratorijskom SOP-u.

Koristite za verifikaciju/kontrolne provere oko uobičajenih radnih tačaka.



Opcioni štampač za zapise merenja

Štampač / softver

Opcioni štampač omogućava zapise na papiru.

RS232 veza može da podrži prikupljanje podataka na kompatibilnom računaru.

Kabl, softver i zahteve za ispis potvrdite pre ponude.

Napomena o priboru: vaga ima internu kalibraciju. Kalibracione tegove klase E2 uključite kada su potrebne nezavisne rutinske provere, sledljivost ili dokumentovana kontrola. Štampač i način prenosa podataka na računar izaberite prema zahtevima za izveštavanje.

Smernice za izbor

Potvrdite primenu

Vrsta uzorka i očekivana metoda određivanja gustine.
Zahtevi za tačnost, temperaturu i hidrostatski pribor.
Zahtevani kapacitet i čitljivost na konačno isporučenom modelu.

Potvrdite kontrolu merenja

Potrebne vrednosti E2 tegova i sertifikati.
Interval kalibracije/provere prema SOP-u.
Uslovi okoline, nivo vibracija i uslovi radnog stola.

Potvrdite dokumentaciju

Potreba za štampačem za zapise na papiru.
RS232 / izvoz na računar i opcioni softver.
Konačan sadržaj kompleta i konfiguracija isporuke.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite metodu određivanja gustine, vrstu uzorka, zahtevani kapacitet/čitljivost, način dokumentovanja i informaciju da li su potrebni E2 tegovi sa sertifikatima.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Proizvod: HYBANB320 hidrostatska analitička vaga

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA HYBANB

Potrebna vam je pomoć pri izboru konfiguracije HYBANB hidrostatske vage?

Pošaljite metodu određivanja gustine, zahtevani kapacitet/čitljivost, vrstu uzorka, potrebu za štampačem ili prenosom podataka na računar, rutinu provere kontrolnim tegovima i očekivanja u vezi sa sertifikatima. COLO.Science će potvrditi odgovarajuću HYBANB konfiguraciju i pribor.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

[Pregled vaga](#)[Katalog vaga](#)[Otvori stranicu HYBANB320](#)

KATEGORIJE VAGA

[Specijalne vage](#)[Analitičke vage](#)[Kalibracioni tegovi](#)

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

[Zatražite ponudu](#)[Kontaktirajte COLO.Science tim](#)