

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

MILI-TGH serija miligramskih vaga velikog kapaciteta

Miligramska vaga | kapacitet 1000-2000 g | čitljivost 1 mg | ekran u boji osetljiv na dodir | elektromagnetni senzor sile

MILI-TGH miligramske vage su miligramske vage velikog kapaciteta sa ekranom na dodir, čitljivošću od 1 mg, rukovanjem preko ekrana u boji osetljivog na dodir, merenjem gustine i mernom tehnologijom sa elektromagnetnim senzorom sile. Serija pokriva kapacitete od 1000 g i 2000 g i podržava osnovno merenje, brojanje komada, procentualno merenje, određivanje gustine i merenje praškastih uzoraka.

1000-2000 G

ČITLJIVOST 1 MG

EKLAN U BOJI NA DODIR

MERENJE GUSTINE

ELEKTROMAGNETNI SENZOR SILE

RS232 / USB

OPCIONI ŠTAMPAČ

EKLAN NA DODIR

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**

Familija proizvoda: **MILI-TGH serija miligramskih vaga velikog kapaciteta**

Kapacitet: **1000 / 2000 g**

Kalibracija / kontrola: **Eksterna kalibracija ili kontrola opcionim setom tegova**

Karakteristika serije: **miligramsko merenje velikog kapaciteta sa ekranom u boji na dodir, merenjem gustine i elektromagnetnim senzorom sile**

Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**



MILI-TGH miligramska vaga | ekran na dodir | stakleni vetrobran | čitljivost 0,001 g

MERNI OPSEG

1000-2000 g
d = 1 mg

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića
1
21000 Novi Sad,
Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

MILI-TGH | serija miligramskih vaga velikog kapaciteta

Čitljivost 1 mg, ekran u boji osjetljiv na dodir i merenje elektromagnetnim senzorom sile

MAKS. 2000 G

D = 1 MG

STAKLENI VETROBRAN

RS232 / USB IZLAZ

Modeli velikog kapaciteta sa rezolucijom 1 mg, ekranom u boji na dodir i merenjem gustine

Pregled serije

Miligramsko merenje velikog kapaciteta

Veliki kapacitet uz čitljivost 1 mg: modeli od 1000 g i 2000 g za veće uzorke kod kojih je i dalje potrebna miligramska rezolucija.

Elektromagnetni senzor sile: senzor visokih performansi na principu kompenzacije sile obezbeđuje tačne i stabilne rezultate merenja.

Brza stabilizacija: vreme stabilizacije je 3 sekunde, za efikasan rad u laboratoriji.

Tara po celom opsegu: omogućava rad sa posudama i uzorcima u celom mernom opsegu.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa štampačem ili računarom.

Opcioni štampač: direktan ispis zapisa merenja za potrebe dokumentacije.

Opcioni kalibracioni tegovi: set od 1 mg do 1 kg može se koristiti za eksterne provere i rutinsku kalibraciju.

Rukovanje dodirom: integrisani displej i komande čine rad preglednim i udobnim.

Ekran u boji na dodir i aplikacije

Ekran u boji na dodir od 5 inča: svetle i jasne cifre ostaju lako čitljive pri uobičajenom laboratorijskom osvetljenju.

Merenje gustine: ugrađena aplikacija izračunava gustinu kada je postavljen nosač za određivanje gustine.

Merenje praškastih uzoraka: poseban režim merenja za pripremu praškastih uzoraka i laboratorijsko doziranje.

Više jedinica: podržava g, mg, ct, lb, gn, ozt, dwt, dr, mm, tmr, tar, tLt i tl.h.

Ključne tehničke tačke

Nazivi u CRM-u: MILI-TGH Milligram Balance 1000g/0.001g i 2000g/0.001g Touch screen glass windshield.

Opseg modela: MILI-TGH 1000g/0.001g i MILI-TGH 2000g/0.001g.

Ponovljivost: $\pm 0,003$ g za model od 1000 g; $\pm 0,005$ g za model od 2000 g.

Linearnost: $\pm 0,003$ g za oba modela.

Ukupne dimenzije: 360 x 210 x 320 mm.

MODEL

1000 / 2000 g

ČITLJIVOST

1 mg

SENZOR

Elektromagnetna sila

STABILIZACIJA

3 s

Izbor modela i tehnička specifikacija

Tabela modela miligramskih vaga velikog kapaciteta sa ekranom na dodir

SKU / naziv u CRM-u	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Merni princip	Izlazni interfejs
MILI-TGH Milligram Balance 1000g/0.001g Touch screen glass windshield	MILI-TGH 1000g/0.001g	1000 g	0,001 g / 1 mg	±0,003 g	±0,003 g	Elektromagnetni senzor sile	RS232 / USB
MILI-TGH Milligram Balance 2000g/0.001g Touch screen glass windshield	MILI-TGH 2000g/0.001g	2000 g	0,001 g / 1 mg	±0,005 g	±0,003 g	Elektromagnetni senzor sile	RS232 / USB

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	1000 / 2000 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	Model 1000 g: ±0,003 g; model 2000 g: ±0,005 g
Linearnost	±0,003 g
Stabilizacija	3 s
Merni princip	Elektromagnetni senzor sile
Opseg tare	Ceo opseg

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Displej	Ekran u boji na dodir od 5 inča
Režimi merenja	Osnovno merenje, brojanje komada, procentualno merenje, određivanje gustine, merenje praškastih uzoraka
Jedinice	g, mg, ct, lb, gn, ozt, dwt, dr, mm, tmr, tar, tLt, tl.h
Veličina tasa	Prečnik 80 mm
Interfejs	RS232 / USB
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	360 x 210 x 320 mm
Neto / bruto masa	5 kg / 7,3 kg
Dimenzije pakovanja	50 x 36 x 47 cm

Napomena o izvoru: Podaci za MILI-TGH preneti su iz dostavljenih naziva u CRM-u, snimaka ekrana sa specifikacijama i dostavljenih napomena o proizvodu. List prati postojeći COLO raspored tehničke specifikacije u formatu A4 pejzaž; ovo je srpska verzija dokumenta.

Primene, merenje gustine i opcioni pribor



MILI-TGH miligramska vaga velikog kapaciteta | ekran u boji na dodir | stakleni vetrobran

Tipične laboratorijske primene

Miligramsko merenje velikih uzoraka: kapaciteti 1000 g i 2000 g uz čitljivost 0,001 g.

Određivanje gustine: ugrađena aplikacija za gustinu izvodi proračune kada je postavljen nosač za određivanje gustine.

Kontrola kvaliteta: provera mase uzoraka, koraka formulacije i ujednačenosti šarži uz miligramsku rezoluciju pri velikom kapacitetu.

Rad sa praškastim uzorcima: režim merenja praškastih uzoraka podržava laboratorijsko doziranje i pripremu.

Dokumentacija: RS232 / USB interfejs omogućava izlaz na štampač ili računar.

Opcioni pribor



Opcioni štampač za zapise merenja



Opcioni set kalibracionih tegova, 1 mg do 1 kg

Napomena o poručivanju: štampač, nosač za određivanje gustine i set kalibracionih tegova izaberite prema izabranom kapacitetu MILI-TGH vage, laboratorijskom SOP-u i potrebnoj rutini dokumentovanja.

SLIKA PROIZVODA

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, zahtev za merenje gustine, potrebu za ispisom na štampač i rutinu provere kalibracionim tegovima.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijska:** MILI-TGH miligramska vaga velikog kapaciteta

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILI-TGH MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILI-TGH miligramske vage velikog kapaciteta?

Pošaljite izabrani kapacitet, rutinu merenja, zahtev za merenje gustine, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u pogledu dokumentacije. COLO.Science može potvrditi MILI-TGH model, opcionu štampač i set kalibracionih tegova od 1 mg do 1 kg.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga

Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage

Precizne vage

Analitičke vage

Kalibracioni tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu

Kontaktirajte COLO.Science tim