

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

MILIC serija miligramskih preciznih vaga

Miligramska precizna vaga | kapacitet 100-500 g | čitljivost 1 mg | eksterna kalibracija

MILIC miligramske precizne vage namenjene su rutinskom laboratorijskom merenju gde su potrebni čitljivost 1 mg, jednostavno rukovanje i kompaktna plastična zaštita od strujanja vazduha. Serija pokriva kapacitete od 100 g do 500 g, sa eksternom kalibracijom, RS232 / USB izlazom podataka i opcionim punjivim akumulatorom.

100-500 G

ČITLJIVOST 1 MG

EKSTERNA KALIBRACIJA

PLASTIČNA ZAŠTITA OD PROMAJE

RS232 / USB

OPCIONI AKUMULATOR

BROJANJE KOMADA

Tip dokumenta: List tehničke specifikacije

Familija proizvoda: MILIC serija miligramskih preciznih vaga

Kapacitet: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 g

Kalibracija: Eksterna kalibracija

Karakteristika serije: Precizno merenje sa čitljivošću 1 mg i plastičnom zaštitom od promaje

Format: A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5



MILIC miligramska precizna vaga | eksterna kalibracija | plastična zaštita od promaje

MERNI OPSEG

100-500 g
d = 1 mg

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića
1
21000 Novi Sad,
Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

MILIC | serija miligramskih preciznih vaga

Eksterna kalibracija, čitljivost 1 mg i plastična zaštita od promaje

MAKS. 500 G

D = 1 MG

EKSTERNA KALIBRACIJA

RS232 / USB IZLAZ

Kompaktno miligramsko merenje za rutinski laboratorijski rad

Pregled serije

Platforma za miligramsko merenje

Čitljivost 1 mg: pogodna za rutinsku pripremu uzoraka, izradu formulacija i provere u kontroli kvaliteta.

Eksterna kalibracija: kalibracija se izvodi odgovarajućim eksternim kalibracionim tegovima.

Plastična zaštita od promaje: smanjuje uticaj strujanja vazduha na merenja u miligramskom opsegu.

Brza stabilizacija: stabilizacija za 3 s u svakodnevnom laboratorijskom merenju.

Rukovanje i mobilnost

Opcioni akumulator: opciona punjiva baterija za fleksibilno postavljanje na radnom stolu.

Režimi merenja: osnovno merenje i brojanje komada.

Tara po celom opsegu: podržava rutinsko tariranje posuda.

Tas vage: tas prečnika 90 mm za uzorke i male posude.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa laboratorijskim sistemima podataka ili opcionim štampačem.

Napajanje: univerzalni adapter, ulaz 100-240 V, 50-60 Hz; izlaz 5 VDC 2,5 A.

Jedinice: g, ct, oz, ozt, lb, kg, dr, gn, m, mm, tlt, tlh, gsm, tmr, tar, pkt.

Rad sa displejom: kompaktno kućište vage, pregledno rukovanje i čitljivost u miligramima.

Ključni tehnički podaci

SKU šifre: PRO3323, PRO3906, PRO3263, PRO3550 i PRO6051.

Opseg modela: od MILIC100 100g/1mg do MILIC500 500g/1mg.

Ponovljivost: $\pm 0,002$ g.

Linearnost: $\pm 0,002$ g.

Dimenzije: 280 x 190 x 270 mm.

MODELI

100-500 g

ČITLJIVOST

1 mg

KALIBRACIJA

Eksterna

STABILIZACIJA

3 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela i vrednosti iz dostavljene izvorne tabele

SKU	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Zaštita od promaje	Izlazni interfejs
PRO3323	MILIC100 100g/1mg	100 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO3906	MILIC200 200g/1mg	200 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO3263	MILIC300 300g/1mg	300 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO3550	MILIC400 400g/1mg	400 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO6051	MILIC500 500g/1mg	500 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	100 / 200 / 300 / 400 / 500 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	±0,002 g
Linearnost	±0,002 g
Vreme stabilizacije	3 s
Režimi merenja	Osnovno merenje / brojanje komada
Opseg tare	Ceo opseg

Prikaz, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Kalibracija	Eksterna kalibracija
Zaštita od promaje	Plastična zaštita od strujanja vazduha
Baterija / akumulator	Opcioni punjivi akumulator 7,4 V
Interfejs	RS232, USB
Veličina tasa	90 mm
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 270 mm
Neto / bruto masa	4 kg / 6 kg
Dimenzije pakovanja	43 x 30 x 41 cm

Napomena o izvoru: SKU šifre i kapaciteti MILIC modela preuzeti su iz dostavljene liste MILIC modela. Tehničke karakteristike odgovaraju specifikaciji miligramske precizne vage sa čitljivošću 1 mg, uz navedenu plastičnu zaštitu od strujanja vazduha i opcionu akumulator, specifične za MILIC.

Primene, kalibracija i opcioni pribor



MILIC miligramska vaga | kompaktna plastična zaštita od strujanja vazduha

Tipične laboratorijske primene

Priprema uzoraka: rutinsko merenje praškova, sastojaka i laboratorijskih uzoraka.

Rad na formulacijama: čitljivost 1 mg podržava izradu malih šarži i proveru receptura.

Brojanje komada: osnovni režim brojanja malih delova na osnovu referentne mase.

Merenje u kontroli kvaliteta: praktična serija vaga za prijemnu kontrolu i svakodnevnu laboratorijsku kontrolu.

Prenosiva upotreba na radnom stolu: opcioni akumulator omogućava fleksibilno postavljanje tamo gde mrežno napajanje nije praktično.

Opcioni pribor



Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kalibracioni tegovi OIML F1 za eksternu kalibraciju vage MILIC

Napomena o poručivanju: MILIC koristi eksternu kalibraciju. Nominalne vrednosti kalibracionih tegova klase F1 izaberite prema izabranom kapacitetu, laboratorijskom SOP-u i traženoj proceduri kalibracije/kontrole.

ZATRAŽI PONUDU

PREGLED VAGA

KATALOG VAGA

MILIGRAMSKE VAGE

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, potrebu za štampanjem rezultata i traženu proceduru eksterne kalibracije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijska:** MILIC miligramska precizna vaga

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILIC MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILIC miligramske precizne vage?

Pošaljite izabrani kapacitet, način merenja, zahtev za eksternu kalibraciju, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u vezi sa dokumentacijom. COLO.Science će potvrditi MILIC model, štampač i set kalibracionih tegova klase F1.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga

Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage

Precizne vage

Analitičke vage

Tegovi OIML F1

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu

Kontaktirajte COLO.Science tim