

SERIJA ANALITIČKIH VAGA

RHINE

Analitička vaga sa LCD ekranom | 100–220 g / 0,1 mg | interna ili eksterna kalibracija

RHINE je serija analitičkih vaga visoke preciznosti, namenjena i najzahtevnijim merenjima. Serija obuhvata modele kapaciteta 100 g, 200 g i 220 g sa čitljivošću 0,1 mg, u izvedbi sa internom kalibracijom (modeli sa oznakom A) ili sa eksternom kalibracijom. Interna kalibracija omogućava brzu i preciznu kalibraciju vage. Vaga ima tas od nerđajućeg čelika prečnika 90 mm, LCD ekran i RS232 port; softver za prikupljanje podataka je opcioni.

KAPACITET

100–220 g

ČITLJIVOST

0,1 mg

KALIBRACIJA

**Interna /
eksterna**

TAS

Ø 90 mm

Tip dokumenta: **list tehničke specifikacije**

Serijska: **RHINE – analitička vaga**

Modeli: **RHINE100A, RHINE200A, RHINE220A, RHINE100, RHINE200, RHINE220**

Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.6**

KLASA TAČNOSTI I

INTERNA KALIBRACIJA (A)

EKSTERNA KALIBRACIJA

LCD EKRAN

RS232



RHINE analitička vaga | 0,1 mg | tas od nerđajućeg čelika Ø 90 mm

RHINE | tehničke specifikacije

Analitička vaga sa LCD ekranom | 100–220 g / 0,1 mg | interna ili eksterna kalibracija

Modeli i parametri

Parametar	RHINE100A	RHINE200A	RHINE220A	RHINE100	RHINE200	RHINE220
Kalibracija	interna			eksterna		
Maks. kapacitet	100 g	200 g	220 g	100 g	200 g	220 g
Klasa tačnosti	I					
Čitljivost	0,1 mg					
Minimalna masa	0,6 mg					
Ponovljivost	±0,1 mg					
Linearnost	±0,2 mg					
Vreme zagrevanja	30 min					
Vreme stabilizacije	≤ 2,5 s					
Radna temperatura	10–30 °C					
Radna relativna vlažnost	20–85 % RH					
Jedinice merenja	g, oz, ct...					
Komunikacioni port	RS232					
Napajanje	110–220 V, 50/60 Hz					
Displej	LCD					
Veličina tase	Ø 90 mm					
Opcije	termalni štampač, kalibracioni teg					

Ključne funkcije

Kalibracija

Modeli A (RHINE100A, 200A, 220A): interna kalibracija – brza i precizna kalibracija vage.

Modeli bez oznake A: eksterna kalibracija kalibracionim tegom (opcija).

Merenje

Analitička vaga visoke preciznosti za najzahtevnija merenja.

Čitljivost 0,1 mg, klasa tačnosti I.

Inovativni dizajn tase od nerđajućeg čelika, Ø 90 mm.

Podaci i opcije

RS232 port za komunikaciju.

Softver za komunikaciju sa vagom: prikupljanje podataka i kontrola procesa merenja (opcija).

Opcioni termalni štampač i kalibracioni teg.

Prodaja i podrška

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite zahtevani kapacitet, vrstu kalibracije (interna ili eksterna), način dokumentovanja (štampač, prenos podataka na računar) i informaciju da li je potreban kalibracioni teg.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetnaE-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: RHINE – analitička vaga

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA RHINE

Potrebna vam je pomoć pri izboru RHINE analitičke vage?

Ako vaga ne odgovara specifičnim potrebama vaše primene ili neka opcija nije navedena, kontaktirajte nas – pomoći ćemo da pronađete tehničko rešenje. Pošaljite zahtevani kapacitet, vrstu kalibracije i potreban pribor, a COLO.Science će potvrditi odgovarajući model i konfiguraciju.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga

Katalog vaga

Otvori stranicu proizvoda

KATEGORIJE VAGA

Analitičke vage

Kalibracioni tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu

Ovaj dokument služi za izbor odgovarajuće vage. Obavezujuća konfiguracija, sadržaj isporuke i opcioni pribor potvrđuju se u ponudi. Tehničke specifikacije podložne su promenama.