

PRO6136 • Electrod compozit de pH fără reumplere, polycarbonat

Corp din polycarbonat • referință Ag/AgCl • joncțiune POM • nu se reumple • BNC

PH 0-14 5-60 °C FĂRĂ REUMPLERE JONCȚIUNE POM Φ12×120 MM BNC (Q9)



PRO6136 este cel mai simplu electrod din gamă: un electrod de pH sigilat, care nu se reumple, cu corp din polycarbonat, pentru verificări de rutină ale probelor apoase diluate și ale apei potabile.

Cum este construit

 SENZOR DE PH Vârf sferic Membrană de sticlă de uz general, pentru soluții obișnuite.	 CORP Polycarbonat Corp încasabil pentru lucrul zilnic. Nu pentru solvenți organici.	 JONCȚIUNE POM Joncțiune rezistentă la solvenți, pentru electrozii care nu se reumple.	 CONECTOR BNC (Q9) Pentru instrumentele de pH cu intrare BNC pentru electrod.
DOMENIU pH 0 - 14	TEMPERATURĂ 5 - 60 °C	ÎNTREȚINERE Fără reumplere	POTRIVIT PENTRU Verificări de rutină

De ce să îl alegeți

Referință verificată: sistem de referință Ag/AgCl pentru măsurători de rutină în laborator.

Nimic de reumplut: referință sigilată — clătiți, păstrați umed, măsurați.

Joncțiune POM: joncțiune rezistentă la solvenți, pentru electrozii care nu se reumple.

PRO6136 • Electrod compozit de pH fără reumplere, polycarbonat

Technical parameters

Parameter	Specification
Model / command code	PRO6136
Electrode type	Composite electrode (combined) de pH
Measurement domain	pH 0 – 14
Working temperature	5 – 60 °C
pH sensor	Semispherical glass membrane
Body material	Polycarbonate
Reference system	Ag/AgCl
Junction	POM
Filling solution	Do not refill — without completion of electrolyte
Temperature sensor	None
Dimensions	Φ12 × 120 mm
Connector	BNC (Q9)

Temperature compensation: the electrode does not have a temperature sensor incorporated; use the probe temperature separately from the instrument or manual compensation.



Connector BNC (Q9). Connect directly to the instruments de pH with BNC input for the electrode.

Recommended probes

Domain	Probe types • recommended
Aqueous solutions	Acids and diluted bases
Medium	Tap water and drinking water (approx. 100 µS/cm)
Can be used at	Solutions for fixation and galvanization • milk, cheese, butter • gem • food oils • soy sauce, oyster • dyes, pigments, ink • dyes on water basis, lacquer, coating, latex • agents of curing • gel, soap, shampoo, hair dye, detergent • levigated soil • nectar <i>Service life can be shorter.</i>

Date pentru comandă

Cod de comandă: PRO6136

Conector: BNC (Q9) — verificați intrarea instrumentului înainte de comandă.

Consumabile: nu este necesară soluție de umplere.

Alegeți alt electrod pentru

Apă pură sau cu conductivitate scăzută: electrod pentru conductivitate scăzută sau pentru apă ultrapură.

Solvenți organici: electrod cu corp de sticlă.

Peste 60 °C: electrod specificat pentru temperatură mai mare.

VÂNZĂRI ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

CONTACT RAPID

 colo.si/ro

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • ASISTENȚĂ LA ALEGerea ELECTRODULUI

Nu sunteți sigur că acesta este electrodul potrivit pentru proba dumneavoastră?

Trimiteți-ne modelul instrumentului, tipul probei, domeniul de pH și temperatura — vom confirma electrodul sau vom propune o variantă mai potrivită din catalog.

Technical values are given for the selection of the product. For delivery, the configuration confirmation is mandatory in the offer from COLO.Science.

PRO6136 — PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ