

PRO6137 • Electrod compozit de pH cu lamă, pentru înțepare, fără reumplere

Lamă din oțel inoxidabil • referință Ag/AgCl • joncțiune din țesătură • nu se reumple • BNC

PH 0–14

5–60 °C

FĂRĂ REUMPLERE

JONCȚIUNE DIN ȚESĂTURĂ

Φ12×36+Φ20×132 MM

BNC (Q9)



PRO6137 este un electrod de pH pentru înțepare, pentru carne, pește, fructe, legume, paste și sol, cu lamă din oțel inoxidabil 316 și referință sigilată, care nu se reumple.

Cum este construit



SENZOR DE PH

Vârf de înțepare

Străpunge produse semisolide — brânză, carne, fructe, sol.



CORP

POM + oțel inoxidabil 316

Lamă din oțel inoxidabil pentru străpungerea probei.



JONCȚIUNE

Țesătură, simplă

Permeabilitate bună, potențial stabil, preț avantajos.



CONECTOR

BNC (Q9)

Pentru instrumentele de pH cu intrare BNC pentru electrod.

DOMENIU

pH 0 – 14

TEMPERATURĂ

5 – 60 °C

ÎNTREȚINERE

Fără reumplere

POTRIVIT PENTRU

Carne, pește, fructe, sol

De ce să îl alegi

Referință verificată: sistem de referință Ag/AgCl pentru măsurători de rutină în laborator.

Nimic de reumple: referință sigilată — clățiți, păstrați umed, măsurați.

Joncțiune din țesătură: permeabilitate bună, potențial stabil, preț avantajos.

PRO6137 • Electrod compozit de pH cu lamă, pentru înțepare, fără reumplere

PRO6137 — PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ

Parametri tehnici

Parametru	Specificație
Model / cod de comandă	PRO6137
Tip de electrod	Electrod compozit (combinat) de pH
Domeniu de măsurare	pH 0 – 14
Temperatură de lucru	5 – 60 °C
Senzor de pH	Membrană de sticlă în formă de sulită
Materialul corpului	POM + oțel inoxidabil 316
Sistem de referință	Ag/AgCl
Jonctiune	Țesătură, simplă
Soluție de umplere	Nu se reumple — fără completare de electrolit
Senzor de temperatură	Fără
Dimensiuni	Φ12 × 36 + Φ20 × 132 mm
Conector	BNC (Q9)

Compensarea temperaturii: electrodul nu are senzor de temperatură încorporat; se folosește sonda de temperatură separată a instrumentului sau compensarea manuală.



Conector BNC (Q9). Se conectează direct la instrumentele de pH cu intrare BNC pentru electrod.

Probe recomandate

Domeniu	Tipuri de probe • recomandat
Alimente	Carne, pește • fructe, legume • paste
Mediu	Sol

Date pentru comandă

Cod de comandă: PRO6137

Conector: BNC (Q9) — verificați intrarea instrumentului înainte de comandă.

Consumabile: nu este necesară soluție de umplere.

Alegeți alt electrod pentru

Apă pură sau cu conductivitate scăzută: electrod pentru conductivitate scăzută sau pentru apă ultrapură.

Peste 60 °C: electrod specificat pentru temperatură mai mare.

VÂNZĂRI ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

CONTACT RAPID

 colo.si/ro

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • ASISTENȚĂ LA ALEGerea ELECTRODULUI

Nu sunteți sigur că acesta este electrodul potrivit pentru proba dumneavoastră?

Trimiteți-ne modelul instrumentului, tipul probei, domeniul de pH și temperatura — vom confirma electrodul sau vom propune o variantă mai potrivită din catalog.

Valorile tehnice sunt date pentru alegerea produsului. Pentru livrare este obligatorie configurația confirmată în oferta COLO.Science.

PRO6137 — PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ