

PRO6137 · Vbodna pH kompozitna elektroda z rezilom, brez dopolnjevanja

Rezilo iz nerjavnega jekla · referenčni sistem Ag/AgCl · diafragma iz tkanine · se ne dopolnjuje · BNC

PH 0–14

5–60 °C

BREZ DOPOLNJEVANJA

DIAFRAGMA IZ TKANINE

Φ12×36+Φ20×132 MM

BNC (Q9)



PRO6137 je vbodna pH elektroda za meso, ribe, sadje, zelenjavo, paste in tla, z rezilom iz nerjavnega jekla 316 in zaprtim referenčnim sistemom, ki se ne dopolnjuje.

Kako je zgrajena



PH SENZOR

Vbodna konica

Prebode poltrdne izdelke — sir, meso, sadje, tla.



TELO

POM + nerjavno jeklo 316

Rezilo iz nerjavnega jekla za prebadanje vzorca.



DIAFRAGMA

Tkanina, enojna

Dobra prepustnost, stabilen potencial, ugodna cena.



KONEKTOR

BNC (Q9)

Za pH instrumente z vhodom BNC za elektrodo.

OBMOČJE

pH 0 – 14

TEMPERATURA

5 – 60 °C

VZDRŽEVANJE

Brez dopolnjevanja

NAJBOLJŠA ZA

Meso, ribe, sadje, tla

Zakaj jo izbrati

Preizkušen referenčni sistem: referenčni sistem Ag/AgCl za rutinske laboratorijske meritve.

Ničesar ni treba dopoljevati: zaprt referenčni sistem — sperite, shranite vlažno, merite.

Diafragma iz tkanine: dobra prepustnost, stabilen potencial, ugodna cena.

PRO6137 · Vbodna pH kompozitna elektroda z rezilom, brez dopolnjevanja

PRO6137 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Tehnični parametri

Parameter	Specifikacija
Model / šifra za naročilo	PRO6137
Vrsta elektrode	pH kompozitna (kombinirana) elektroda
Merilno območje	pH 0 – 14
Delovna temperatura	5 – 60 °C
pH senzor	Steklena membrana v obliki konice
Material telesa	POM + nerjavno jeklo 316
Referenčni sistem	Ag/AgCl
Diafragma	Tkanina, enojna
Raztopina za dopolnjevanje	Se ne dopolnjuje — brez dolivanja elektrolita
Temperaturni senzor	Ni vgrajen
Dimenzije	Φ12 × 36 + Φ20 × 132 mm
Konektor	BNC (Q9)

Kompenzacija temperature: elektroda nima vgrajenega temperaturnega senzorja; uporabi se ločena temperaturna sonda instrumenta ali ročna kompenzacija.



Konektor BNC (Q9). Priključi se neposredno na pH instrumente z vhodom BNC za elektrodo.

Priporočeni vzorci

Področje	Vrste vzorcev • priporočeno
Živila	Meso, ribe • sadje, zelenjava • paste
Okolje	Tla

Podatki za naročilo

Šifra: PRO6137

Konektor: BNC (Q9) — pred naročilom preverite vhod na instrumentu.

Potrošni material: raztopina za dopolnjevanje ni potrebna.

Drugo elektrodo izberite, kadar gre za

Čisto vodo ali vodo z nizko prevodnostjo: elektroda za nizko prevodnost ali za ultračisto vodo.

Nad 60 °C: elektroda, predvidena za višjo temperaturo.

PRODAJA IN PODPORA

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenija

HITRI KONTAKT

 colo.si/sl

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • POMOČ PRI IZBIRI ELEKTRODE

Niste prepričani, da je to prava elektroda za vaš vzorec?

Pošljite nam model instrumenta, vrsto vzorca, območje pH in temperaturo — elektrodo bomo potrdili ali predlagali boljšo izbiro iz kataloga.

Tehnične vrednosti so namenjene izbiri izdelka. Za dobavo je zavezujoča konfiguracija, potrjena v ponudbi COLO.Science.

PRO6137 — STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO