

PRO6138 • Electrod compozit de pH plat, polycarbonat

Membrană plată • corp din polycarbonat • referință Ag/AgCl • jonctiune din țesătură • BNC

PH 0–14 5–60 °C REUMPLABIL JONCTIUNE DIN ȚESĂTURĂ Φ12×120 MM BNC (Q9)



PRO6138 este un electrod de pH cu membrană plată și corp incasabil din polycarbonat, pentru suprafețe — piele, piele tăbăcită, hârtie, textile, suprafețe tăiate de alimente și probe cu proteine.

Cum este construit



SENZOR DE PH
Membrană plată
Pentru măsurare pe suprafețe — piele, piele tăbăcită, hârtie.



CORP
Polycarbonat
Corp incasabil pentru lucrul zilnic. Nu pentru solvenți organici.



JONCTIUNE
Țesătură, simplă
Permeabilitate bună, potențial stabil, preț avantajos.



CONECTOR
BNC (Q9)
Pentru instrumentele de pH cu intrare BNC pentru electrod.

DOMENIU
pH 0 – 14

TEMPERATURĂ
5 – 60 °C

ÎNTREȚINERE
Reumplere, KCl 3 M

POTRIVIT PENTRU
Suprafețe: piele, hârtie, textile

De ce să îl alegi

Referință verificată: sistem de referință Ag/AgCl pentru măsurători de rutină în laborator.

Reumplabil: electrolitul de referință se completează cu soluție de KCl 3 M.

Jonctiune din țesătură: permeabilitate bună, potențial stabil, preț avantajos.

PRO6138 • Electrod compozit de pH plat, polycarbonat

Parametri tehnici

Parametru	Specificație
Model / cod de comandă	PRO6138
Tip de electrod	Electrod compozit (combinat) de pH
Domeniu de măsurare	pH 0 – 14
Temperatură de lucru	5 – 60 °C
Senzor de pH	Membrană de sticlă plată
Materialul corpului	Policarbonat
Sistem de referință	Ag/AgCl
Joncțiune	Țesătură, simplă
Soluție de umplere	KCl 3 M
Senzor de temperatură	Fără
Dimensiuni	Φ12 × 120 mm
Conector	BNC (Q9)

Compensarea temperaturii: electrodul nu are senzor de temperatură încorporat; se folosește sonda de temperatură separată a instrumentului sau compensarea manuală.



Conector BNC (Q9). Se conectează direct la instrumentele de pH cu intrare BNC pentru electrod.

Probe recomandate

Domeniu	Tipuri de probe • recomandat
Alimente	Carne, pește • fructe, legume • paste
Farmacie / biologie	Plasmă, suc gastric, urină • formulări farmaceutice • probe cu proteine, soluții de enzime, medii cu agar
Produse chimice	Piele tăbăcită, hârtie, textile
Cosmetice	Piele

Date pentru comandă

Cod de comandă: PRO6138

Conector: BNC (Q9) — verificați intrarea instrumentului înainte de comandă.

Accesorii: Soluție de umplere KCl 3 M.

Alegeți alt electrod pentru

Apă pură sau cu conductivitate scăzută: electrod pentru conductivitate scăzută sau pentru apă ultrapură.

Solvenți organici: electrod cu corp de sticlă.

Peste 60 °C: electrod specificat pentru temperatură mai mare.

VÂNZĂRI ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

CONTACT RAPID

 [colo.si/ro](mailto:sales@colo.si)

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • ASISTENȚĂ LA ALEGerea ELECTRODULUI

Nu sunteți sigur că acesta este electrodul potrivit pentru proba dumneavoastră?

Trimiteți-ne modelul instrumentului, tipul probei, domeniul de pH și temperatura — vom confirma electrodul sau vom propune o variantă mai potrivită din catalog.

Valorile tehnice sunt date pentru alegerea produsului. Pentru livrare este obligatorie configurația confirmată în oferta COLO.Science.

PRO6138 — PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ