

PRO6145 • Electrod compozit de pH plat, sticlă

Membrană plată • corp de sticlă • referință de lungă durată • manșon din sticlă șlefuită • S7

PH 1-12

0-60 °C

REUMPLABIL

MANȘON DIN STICLĂ ȘLEFUITĂ

Φ12×120 MM

S7 - BNC (Q9)



PRO6145 este un electrod de pH cu membrană plată pentru suprafețe — piele, piele tăbăcită, hârtie, textile și suprafețe tăiate de carne, pește, fructe și legume.

Cum este construit



SENZOR DE PH Membrană plată

Pentru măsurare pe suprafețe — piele, piele tăbăcită, hârtie.



**CORP
Sticlă**
Sticlă fără plumb, ușor de curățat, potrivită pentru soluții organice. Fragilă.



**JONCTIUNE
Manșon fix din sticlă
șlefuită**
Permite un debit mai mare de electrolit de referință.



**CONECTOR
S7 - BNC (Q9)**
Cap S7 pe electrod; cablu S7-BNC până la instrument.

DOMENIU
pH 1 - 12

TEMPERATURĂ
0 - 60 °C

ÎNTREȚINERE
Reumplere, KCl 3 M

POTRIVIT PENTRU
Suprafețe: piele, hârtie, textile

De ce să îl alegeți

Stabil mai mult timp: sistemul de referință de lungă durată menține un potențial stabil mai mult timp și într-un interval de temperatură mai larg decât un sistem Ag/AgCl obișnuit.

Reumplabil: electrolitul de referință se completează cu soluție de KCl 3 M.

Manșon din sticlă șlefuită: permite un debit mai mare de electrolit de referință.

PRO6145 • Electrod compozit de pH plat, sticlă

Parametri tehnici

Parametru	Specificație
Model / cod de comandă	PRO6145
Tip de electrod	Electrod compozit (combinat) de pH
Domeniu de măsurare	pH 1 - 12
Temperatură de lucru	0 - 60 °C
Senzor de pH	Membrană de sticlă plată
Materialul corpului	Sticlă
Sistem de referință	Referință de lungă durată (long-life)
Joncțiune	Manșon fix din sticlă șlefuită
Soluție de umplere	KCl 3 M
Senzor de temperatură	Fără
Dimensiuni	Φ12 × 120 mm
Conector	S7 - BNC (Q9)

Compensarea temperaturii: electrodul nu are senzor de temperatură încorporat; se folosește sonda de temperatură separată a instrumentului sau compensarea manuală.



BNC (Q9) pe partea instrumentului. Electrodul are cap S7; cablul S7-BNC îl leagă de instrumentele de pH cu intrare BNC.

Probe recomandate

Domeniu	Tipuri de probe • recomandat
Alimente	Carne, pește • fructe, legume • paste
Produse chimice	Piele tăbăcită, hârtie, textile
Cosmetice	Piele

Date pentru comandă

Cod de comandă: PRO6145

Conector: S7 - BNC (Q9) — verificați intrarea instrumentului înainte de comandă.

Accesorii: Cablu S7-BNC (Q9), soluție de umplere KCl 3 M.

Alegeți alt electrod pentru

Apă pură sau cu conductivitate scăzută: electrod pentru conductivitate scăzută sau pentru apă ultrapură.

Peste 60 °C: electrod specificat pentru temperatură mai mare.

În afara pH 1 - 12: electrod de uz general cu domeniul complet pH 0 - 14.

VÂNZĂRI ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

CONTACT RAPID

 colo.si/ro

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • ASISTENȚĂ LA ALEGerea ELECTRODULUI

Nu sunteți sigur că acesta este electrodul potrivit pentru proba dumneavoastră?

Trimiteți-ne modelul instrumentului, tipul probei, domeniul de pH și temperatura — vom confirma electrodul sau vom propune o variantă mai potrivită din catalog.

Valorile tehnice sunt date pentru alegerea produsului. Pentru livrare este obligatorie configurația confirmată în oferta COLO.Science.

PRO6145 — PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ