

PRO6161 • Elektroda za provodljivost $k = 1$, MiniDIN

Konstanta ćelije $k = 1 \cdot 2 - 20\,000 \mu\text{S}/\text{cm}$ • bez temperaturnog senzora • 8-pinski MiniDIN

K = 1

2 - 20 000 MS/CM

BEZ ATC

0-80 °C

Φ12×120 MM

8-PINSKI MINIDIN



PRO6161 je staklena ćelija za provodljivost sa konstantom $k = 1$ i 8-pinskim MiniDIN utikačem, za instrumente koji imaju ovaj ulaz umesto 5-pinskog avio konektora.

Kako je građena



KONSTANTA ĆELIJE
 $k = 1 \text{ cm}^{-1}$

Za opšte uzorke vode i otpadne vode.



MATERIJAL ĆELIJE
Staklo

Bezolovno staklo, lako se čisti, podnosi organske rastvore. Lomljivo.



TEMPERATURNI SENZOR
Nema

Temperatura se meri posebnom sondom ili termometrom.



KONEKTOR
8-pinski MiniDIN

Za instrumente za provodljivost sa 8-pinskim MiniDIN ulazom.

KONSTANTA ĆELIJE
 $k = 1 \text{ cm}^{-1}$

OPSEG
2 - 20 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

TEMPERATURA
Posebna sonda

NAJBOLJA ZA
Instrumente sa MiniDIN ulazom

Zašto je izabrati

Usklađena sa opsegom: konstanta ćelije $k = 1$ pokriva 2 - 20 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Jednostavna i robusna: u ćeliji nema temperaturnog senzora; temperatura se očitava posebnom sondom ili termometrom.

PRO6161 • Elektroda za provodljivost $k = 1$, MiniDIN

PRO6161 — STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU

Tehnički parametri

Parametar	Specifikacija
Model / šifra za poručivanje	PRO6161
Tip elektrode	Elektroda za provodljivost
Konstanta ćelije	$k = 1 \text{ cm}^{-1}$
Opseg provodljivosti	2 – 20 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Merenje temperature	Nema
Radna temperatura	0 – 80 °C
Materijal senzora	Staklo
Protočna ćelija	Nema
Dimenzije	$\Phi 12 \times 120 \text{ mm}$
Konektor	8-pinski MiniDIN

Kalibracija: kalibrišite standardom provodljivosti bliskim očekivanoj vrednosti uzorka.

Primena

Opseg: 2 – 20 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sa konstantom ćelije $k = 1$.

Konektor: 8-pinski MiniDIN — za instrumente sa ovim ulazom.

Kako izabrati konstantu ćelije

Uzorak	Opseg	Ćelija
Ultračista voda	0,055 – 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 0,01$
Čista, jonoizmenjivačka voda	1 – 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 0,1$
Voda za piće, površinska voda, kišnica	2 – 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$k = 1$
Otpadne vode, morska voda, sok	20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ – 200 mS/cm	$k = 1 / k = 10$

Podaci za poručivanje

Šifra: PRO6161

Konektor: 8-pinski MiniDIN — pre porudžbine proverite ulaz na instrumentu.

Pribor: standardni rastvori provodljivosti.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad
Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad

KONTAKT

 colo.si/sr

 sales@colo.si

 +381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE • PODRŠKA PRI IZBORU ELEKTRODE

Niste sigurni koja konstanta ćelije odgovara vašim uzorcima?

Pošaljite nam model instrumenta, vrstu uzorka i očekivanu provodljivost — potvrdićemo elektrodu ili predložiti bolji izbor iz kataloga.

Tehničke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Za isporuku je obavezujuća konfiguracija potvrđena u ponudi COLO.Science.

PRO6161 — STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU