

PRO6166 – PRO6170 • Sonde de temperatură

Cinci versiuni • 2,25 k Ω , PT-100 sau PT-1000 • 4 pini, MiniDIN sau BNC • oțel inoxidabil 316

–5 – 105 °C

2,25 k Ω • PT-100 • PT-1000

OȚEL INOXIDABIL 316

Φ4×120 MM

5 VERSIUNI



PRO6166 – PRO6170 sunt cinci sonde de temperatură din oțel inoxidabil, cu aceeași tijă și același domeniu. Diferă prin tipul senzorului și prin conector, astfel încât una dintre ele se potrivește intrării de temperatură a instrumentului dumneavoastră.

Cum este construită



TIJA SONDEI
Oțel inoxidabil 316

Tijă Φ4 mm, lungime 120 mm, pentru pahare și vase înguste.



CONECTOR
Aviație, 4 pini

Pentru instrumentele cu intrare de temperatură aviație cu 4 pini.



CONECTOR
MiniDIN, 6 pini

Pentru instrumentele cu intrare de temperatură MiniDIN cu 6 pini.



CONECTOR
BNC (Q6)

Pentru instrumentele cu intrare de temperatură BNC (Q6).

DOMENIU
–5 – 105 °C

SENZORI
2,25 k Ω , PT-100, PT-1000

TIJA SONDEI
Φ4 × 120 mm

VERSIUNI
5

De ce să o alegeți

Compensare automată a temperaturii: transmite instrumentului temperatura probei atunci când electrodul nu are senzor încorporat.

Tijă din oțel inoxidabil: oțel inoxidabil 316, Φ4 mm — robustă și ușor de clătit.

O versiune pentru fiecare intrare: trei conectori și trei tipuri de senzor; senzorul și conectorul trebuie să corespundă instrumentului.

PRO6166 – PRO6170 • Sonde de temperatură

PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ

Parametri tehnici

Parametru	Specificație
Coduri de comandă	PRO6166, PRO6167, PRO6168, PRO6169, PRO6170
Tip	Sondă de temperatură
Domeniu de măsurare	–5 – 105 °C
Senzor de temperatură	2,25 kΩ, PT-100 sau PT-1000
Materialul senzorului	Oțel inoxidabil 316
Dimensiuni	Φ4 × 120 mm
Conector	Aviație cu 4 pini, MiniDIN cu 6 pini sau BNC (Q6)

Compatibilitate: atât tipul senzorului, cât și conectorul trebuie să corespundă intrării de temperatură a instrumentului.

Versiuni — care se potrivește

Cod	Senzor	Conector	Sondă standard pentru
PRO6166	2,25 kΩ	Aviație, 4 pini	VIKING-PH500T
PRO6170	2,25 kΩ	MiniDIN, 6 pini	VIKING-PH600, VIKING-EC600, VIKING-M600
PRO6167	PT-100	BNC (Q6)	—
PRO6169	2,25 kΩ	BNC (Q6)	titratoarele TITRO4, TITRO5
PRO6168	PT-1000	BNC (Q6)	—

Toate sondele: –5 – 105 °C, oțel inoxidabil 316, Φ4 × 120 mm.

Date pentru comandă

Cod: alegeți versiunea din tabel.

Senzor: trebuie să corespundă instrumentului.

Conector: verificați intrarea de temperatură înainte de comandă.

VÂNZĂRI ȘI ASISTENȚĂ

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia

CONTACT RAPID

 colo.si/ro

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • ASISTENȚĂ LA ALEGEREA ELECTRODULUI

Nu sunteți sigur ce sondă acceptă instrumentul dumneavoastră?

Trimiteți-ne modelul instrumentului — confirmăm tipul senzorului și conectorul.

Valorile tehnice sunt date pentru alegerea produsului. Pentru livrare este obligatorie configurația confirmată în oferta COLO.Science.

PAGINA PRODUSULUI

ELECTROCHIMIE — PREZENTARE

CATALOG ELECTROZI

CEREȚI OFERTĂ