

PRO6166 – PRO6170 • Temperaturfühler

Fünf Ausführungen • 2,25 k Ω , PT-100 oder PT-1000 • 4-polig, MiniDIN oder BNC • Edelstahl 316

–5 – 105 °C

2,25 k Ω • PT-100 • PT-1000

EDELSTAHL 316

$\Phi 4 \times 120$ MM

5 AUSFÜHRUNGEN



PRO6166 – PRO6170 sind fünf Temperaturfühler aus Edelstahl mit gleichem Schaft und gleichem Bereich. Sie unterscheiden sich im Sensortyp und im Anschluss, sodass einer von ihnen zum Temperatureingang Ihres Geräts passt.

So ist er aufgebaut



SCHAFT Edelstahl 316

Schaft $\Phi 4$ mm, 120 mm lang,
für Bechergläser und enge
Gefäße.



ANSCHLUSS 4-poliger Rundstecker

Für Messgeräte mit 4-poligem
Rundsteckereingang für die
Temperatur.



ANSCHLUSS 6-poliger MiniDIN

Für Messgeräte mit 6-poligem
MiniDIN-Eingang für die
Temperatur.



ANSCHLUSS BNC (Q6)

Für Geräte mit BNC-(Q6)-
Eingang für die Temperatur.

BEREICH
–5 – 105 °C

SENSOREN
2,25 k Ω , PT-100, PT-1000

SCHAFT
 $\Phi 4 \times 120$ mm

AUSFÜHRUNGEN
5

Warum dieser Fühler

Automatische Temperaturkompensation: liefert dem Messgerät die Proben temperatur, wenn die Elektrode keinen eingebauten Sensor hat.

Schaft aus Edelstahl: Edelstahl 316, $\Phi 4$ mm — robust und leicht abzuspülen.

Eine Ausführung für jeden Eingang: drei Anschlüsse und drei Sensortypen; Sensor und Anschluss müssen beide zum Gerät passen.

PRO6166 – PRO6170 • Temperaturfühler

PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

ELEKTRODENKATALOG

ANGEBOT ANFORDERN

Technische Parameter

Parameter	Spezifikation
Bestellnummern	PRO6166, PRO6167, PRO6168, PRO6169, PRO6170
Typ	Temperaturfühler
Messbereich	–5 – 105 °C
Temperatursensor	2,25 kΩ, PT-100 oder PT-1000
Sensormaterial	Edelstahl 316
Abmessungen	Φ4 × 120 mm
Anschluss	4-poliger Rundstecker, 6-poliger MiniDIN oder BNC (Q6)

Kompatibilität: Sensortyp und Anschluss müssen beide zum Temperatureingang des Geräts passen.

Ausführungen — welche passt

Bestellnr.	Sensor	Anschluss	Standardfühler von
PRO6166	2,25 kΩ	4-poliger Rundstecker	VIKING-PH500T
PRO6170	2,25 kΩ	6-poliger MiniDIN	VIKING-PH600, VIKING-EC600, VIKING-M600
PRO6167	PT-100	BNC (Q6)	—
PRO6169	2,25 kΩ	BNC (Q6)	Titratoren TITRO4, TITRO5
PRO6168	PT-1000	BNC (Q6)	—

Alle Fühler: –5 – 105 °C, Edelstahl 316, Φ4 × 120 mm.

Bestelldaten

Bestellnummer: Ausführung aus der Tabelle wählen.

Sensor: muss zum Gerät passen.

Anschluss: vor der Bestellung den Temperatureingang prüfen.

VERTRIEB UND SUPPORT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

SCHNELLKONTAKT

 colo.si/de

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • UNTERSTÜTZUNG BEI DER ELEKTRODENAUSWAHL

Nicht sicher, welchen Fühler Ihr Gerät aufnimmt?

Senden Sie uns das Gerätemodell — wir bestätigen Sensortyp und Anschluss.

Die technischen Werte dienen der Produktauswahl. Für die Lieferung ist die im Angebot von COLO.Science bestätigte Konfiguration verbindlich.

PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

ELEKTRODENKATALOG

ANGEBOT ANFORDERN