

PRO6166 – PRO6170 • Temperature sonde

Pet verzija • 2,25 k Ω , PT-100 ili PT-1000 • 4-pin, MiniDIN ili BNC • nerđajući čelik 316

-5 – 105 °C

2,25 k Ω • PT-100 • PT-1000

NERĐAJUĆI ČELIK 316

Φ4×120 MM

5 VERZIJA



PRO6166 – PRO6170 su pet temperaturnih sondi od nerđajućeg čelika sa istim telom i istim opsegom. Razlikuju se po tipu senzora i konektoru, tako da jedna od njih odgovara ulazu za temperaturu na vašem instrumentu.

Kako je građena



TELO SONDE
Nerđajući čelik 316

Telo Φ4 mm, dužine 120 mm,
za čaše i uske posude.



KONEKTOR
4-pinski avio

Za instrumente sa 4-pinskim
avio ulazom za temperaturu.



KONEKTOR
6-pinski MiniDIN

Za instrumente sa 6-pinskim
MiniDIN ulazom za
temperaturu.



KONEKTOR
BNC (Q6)

Za instrumente sa BNC (Q6)
ulazom za temperaturu.

OPSEG
-5 – 105 °C

SENZORI
2,25 k Ω , PT-100, PT-1000

TELO SONDE
Φ4 × 120 mm

VERZIJE
5

Zašto je izabrati

Automatska kompenzacija temperature: daje instrumentu temperaturu uzorka kada elektroda nema ugrađen senzor.

Telo od nerđajućeg čelika: nerđajući čelik 316, Φ4 mm — robusno i lako se ispira.

Verzija za svaki ulaz: tri konektora i tri tipa senzora; i senzor i konektor moraju da odgovaraju instrumentu.

PRO6166 – PRO6170 • Temperature sonde

STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU

Tehnički parametri

Parametar	Specifikacija
Šifre za poručivanje	PRO6166, PRO6167, PRO6168, PRO6169, PRO6170
Tip	Temperaturna sonda
Merni opseg	–5 – 105 °C
Temperaturni senzor	2,25 kΩ, PT-100 ili PT-1000
Materijal senzora	Nerđajući čelik 316
Dimenzije	Φ4 × 120 mm
Konektor	4-pinski avio, 6-pinski MiniDIN ili BNC (Q6)

Kompatibilnost: i tip senzora i konektor moraju da odgovaraju ulazu za temperaturu na instrumentu.

Verzije — koja odgovara

Šifra	Senzor	Konektor	Standardna sonda uz
PRO6166	2,25 kΩ	4-pinski avio	VIKING-PH500T
PRO6170	2,25 kΩ	6-pinski MiniDIN	VIKING-PH600, VIKING-EC600, VIKING-M600
PRO6167	PT-100	BNC (Q6)	—
PRO6169	2,25 kΩ	BNC (Q6)	titratore TITRO4, TITRO5
PRO6168	PT-1000	BNC (Q6)	—

Sve sonde: –5 – 105 °C, nerđajući čelik 316, Φ4 × 120 mm.

Podaci za poručivanje

Šifra: izaberite verziju iz tabele.

Senzor: mora da odgovara instrumentu.

Konektor: pre porudžbine proverite ulaz za temperaturu.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad
Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad

KONTAKT

 colo.si/sr

 sales@colo.si

 +381 64 659 14 21

COLO.SCIENCE • PODRŠKA PRI IZBORU ELEKTRODE

Niste sigurni koju sondu prima vaš instrument?

Pošaljite nam model instrumenta — potvrdićemo tip senzora i konektor.

Tehničke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Za isporuku je obavezujuća konfiguracija potvrđena u ponudi COLO.Science.

STRANICA PROIZVODA

ELEKTROHEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTRODA

ZATRAŽITE PONUDU