

PRO6166 – PRO6170 • Temperaturna tipala

Pet različic • 2,25 kΩ, PT-100 ali PT-1000 • 4-polni, MiniDIN ali BNC • nerjavno jeklo 316

–5–105 °C

2,25 kΩ • PT-100 • PT-1000

NERJAVNO JEKLO 316

Φ4×120 MM

5 RAZLIČIC



PRO6166 – PRO6170 je pet temperaturnih tipal iz nerjavnega jekla z enakim telesom in enakim območjem. Razlikujejo se po vrsti senzorja in konektorju, tako da eno od njih ustreza vhodu za temperaturo na vašem instrumentu.

Kako je zgrajeno



TELO TIPALA
Nerjavno jeklo 316
Telo Φ4 mm, dolžine 120 mm,
za čaše in ozke posode.



KONEKTOR
4-polni letalski
Za instrumente s 4-polnim
letalskim vhodom za
temperaturo.



KONEKTOR
6-polni MiniDIN
Za instrumente s 6-polnim
vhodom MiniDIN za
temperaturo.



KONEKTOR
BNC (Q6)
Za instrumente z vhodom BNC
(Q6) za temperaturo.

OBMOČJE
–5 – 105 °C

SENZORJI
2,25 kΩ, PT-100, PT-1000

TELO TIPALA
Φ4 × 120 mm

RAZLIČICE
5

Zakaj ga izbrati

Samodejna kompenzacija temperature: instrumentu daje temperaturo vzorca, kadar elektroda nima vgrajenega senzorja.

Telo iz nerjavnega jekla: nerjavno jeklo 316, Φ4 mm — robustno in enostavno za spiranje.

Različica za vsak vhod: trije konektorji in tri vrste senzorjev; senzor in konektor morata ustrezati instrumentu.

PRO6166 – PRO6170 • Temperaturna tipala

STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO

Tehnični parametri

Parameter	Specifikacija
Šifre za naročilo	PRO6166, PRO6167, PRO6168, PRO6169, PRO6170
Vrsta	Temperaturno tipalo
Merilno območje	–5 – 105 °C
Temperaturni senzor	2,25 kΩ, PT-100 ali PT-1000
Material senzorja	Nerjavno jeklo 316
Dimenzije	Φ4 × 120 mm
Konektor	4-polni letalski, 6-polni MiniDIN ali BNC (Q6)

Združljivost: vrsta senzorja in konektor morata ustrezati vhodu za temperaturo na instrumentu.

Različice — katera ustreza

Šifra	Senzor	Konektor	Standardno tipalo za
PRO6166	2,25 kΩ	4-polni letalski	VIKING-PH500T
PRO6170	2,25 kΩ	6-polni MiniDIN	VIKING-PH600, VIKING-EC600, VIKING-M600
PRO6167	PT-100	BNC (Q6)	—
PRO6169	2,25 kΩ	BNC (Q6)	titratorja TITRO4, TITRO5
PRO6168	PT-1000	BNC (Q6)	—

Vsa tipala: –5 – 105 °C, nerjavno jeklo 316, Φ4 × 120 mm.

Podatki za naročilo

Šifra: izberite različico iz tabele.

Senzor: ustrezati mora instrumentu.

Konektor: pred naročilom preverite vhod za temperaturo.

PRODAJA IN PODPORA

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenija

HITRI KONTAKT

 colo.si/sl

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE • POMOČ PRI IZBIRI ELEKTRODE

Niste prepričani, katero tipalo sprejme vaš instrument?

Pošljite nam model instrumenta — potrdili bomo vrsto senzorja in konektor.

Tehnične vrednosti so namenjene izbiri izdelka. Za dobavo je zavezujoča konfiguracija, potrjena v ponudbi COLO.Science.

STRAN IZDELKA

ELEKTROKEMIJA — PREGLED

KATALOG ELEKTROD

ZAHTEVAJTE PONUDBO