Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | ANALITIČKE VAGE

ANB-HIC serija analitičkih vaga velikog kapaciteta

Analitička vaga velikog kapaciteta | kapacitet 410-1100 g | rezolucija 0,1 mg | automatska interna kalibracija

Elektronske analitičke vage **COLO ANB-HIC serije** objedinjuju visokoprecizni elektromagnetni senzor vage, automatsku internu kalibraciju i veliki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem za pouzdano laboratorijsko merenje u zahtevnim uslovima.

410-1100 G | REZOLUCIJA 0,1 MG | INTERNA KALIBRACIJA | ELEKTROMAGNETNI SENZOR | RS232 | SISTEM FILTRIRANJA | STAKLENA ZAŠTITA OD PROMAJE

Tip dokumenta: **list tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **ANB-HIC serija analitičkih vaga velikog kapaciteta**
Kapacitet: **410 / 510 / 610 / 1100 g**
Kalibracija: **automatska interna kalibracija**
Karakteristika serije: **analitičko merenje velikog kapaciteta sa rezolucijom 0,1 mg i elektromagnetnim senzorom**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**



ANB-HIC analitička vaga | analitičko merenje velikog kapaciteta sa 0,1 mg

MERNI OPSEG
410-1100 g
d = 0,1 mg

ADRESA / SEDIŠTE
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

ANB-HIC | serija analitičkih vaga velikog kapaciteta

Automatska interna kalibracija, rezolucija 0,1 mg i elektromagnetni merni senzor

MAKS. 1100 G | D = 0,1 MG | INTERNA KALIBRACIJA | RS232 IZLAZ

Analitičko merenje velikog kapaciteta sa staklenom zaštitom od promaje

Pregled serije

Osnovna platforma vage

Elektromagnetni senzor: visokoprecizni elektromagnetni senzor vage za analitičko merenje.

Automatska interna kalibracija: omogućava rutinsku kalibraciju bez rukovanja eksternim tegom.

Sistem filtriranja: pomaže stabilizaciji očitavanja u uobičajenim laboratorijskim uslovima.

Zaštita od preopterećenja: ugrađena radi zaštite instrumenta u svakodnevnom radu.

Rad sa podacima i funkcije

RS232 interfejs: ugrađeni RS232 interfejs za računare, štampače i drugu opremu.

USB: naveden kao opcioni izlazni interfejs.

Funkcije: automatsko otkrivanje grešaka, konverzija jedinica i procentualno merenje.

Tok podataka: omogućava beleženje i obradu rezultata merenja preko priključene opreme.

Korisnički interfejs i zaštita

Displej: veliki LCD visoke rezolucije sa belim pozadinskim osvetljenjem, crnim znakovima i podesivim kontrastom.

Zaštita od promaje: staklena zaštita od promaje sa troja klizna vrata.

Zaštita tastature: plastični zaštitni poklopac za tastaturu.

Jedinice: g, ct, oz, lb, GN, %, pcs.

Ključni tehnički podaci

SKU šifre: PRO7053, PRO5346, PRO4803 i PRO5808.

Modeli: ANB-HIC410, ANB-HIC510, ANB-HIC610 i ANB-HIC1100.

Kapacitet: 410 g, 510 g, 610 g i 1100 g.

Rezolucija: 0,1 mg / 0,0001 g.

Tas: tas Φ80 mm.

Radna temperatura: 5-35 °C.

MODELI	REZOLUCIJA	SENZOR	KALIBRACIJA
410-1100 g	0,1 mg	Elektromagnetni	Interna

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela i vrednosti iz dostavljene izvorne tabele

SKU	Model	Kapacitet	Rezolucija / čitljivost	Minimalno merenje	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Izlazni interfejs
PRO7053	**ANB-HIC410**	410 g	0,1 mg / 0,0001 g	0,0004 g	±0,2 mg	±0,3 mg*	automatska interna	RS232C / USB opciono
PRO5346	**ANB-HIC510**	510 g	0,1 mg / 0,0001 g	0,0004 g	±0,2 mg	±0,3 mg*	automatska interna	RS232C / USB opciono
PRO4803	**ANB-HIC610**	610 g	0,1 mg / 0,0001 g	0,0004 g	±0,2 mg	±0,3 mg*	automatska interna	RS232C / USB opciono
PRO5808	**ANB-HIC1100**	1100 g	0,1 mg / 0,0001 g	0,0004 g	±0,2 mg	±0,3 mg*	automatska interna	RS232C / USB opciono

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Maksimalni kapacitet	1100 g
Kapaciteti modela	410 / 510 / 610 / 1100 g
Rezolucija / čitljivost	0,1 mg / 0,0001 g
Minimalno merenje	0,0004 g
Ponovljivost	±0,0002 g / ±0,2 mg
Linearnost	±0,0003 g / ±0,3 mg*
Kalibracija	automatska interna kalibracija

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Senzor	visokoprecizni elektromagnetni senzor vage
Displej	LCD sa belim pozadinskim osvetljenjem, crnim znakovima i podesivim kontrastom
Interfejs	RS232C / USB opciono
Veličina tasa	Φ80 mm
Dimenzije zaštite od promaje	162 x 171 x 225 mm
Dimenzije	340 x 215 x 350 mm
Neto / bruto masa	6000 g / 7 kg
Napajanje	univerzalni adapter AC 110-240 V

Napomena o izvoru: SKU vrednosti preuzete su iz dostavljene liste ANB-HIC modela. Dostavljeni tehnički podaci jednom navode linearnost ±0,2 mg, a u detaljnoj tabeli proizvoda ±0,0003 g (±0,3 mg). Ovaj list koristi vrednost iz detaljne tabele i označava je zvezdicom radi potvrde.

Rad, isporuka i opcioni pribor



ANB-HIC analitička vaga | staklena zaštita od promaje sa troja klizna vrata

Radne funkcije

Merenje: analitičko merenje sa rezolucijom 0,1 mg na modelima od 410 do 1100 g.

Konverzija jedinica: g, ct, oz, lb, GN, %, pcs.

Procentualno merenje: ugrađena procentualna funkcija za uporedno merenje.

Automatsko otkrivanje grešaka: podržava rutinske provere i pouzdan svakodnevni rad.

Zaštita od preopterećenja: pomaže zaštiti mernog mehanizma.

Opcioni pribor



Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kontrolni tegovi OIML E2, izbor prema modelu/SOP-u

Napomena o poručivanju: HIC serija ima automatsku internu kalibraciju. Eksterne kontrolne tegove i konfiguraciju štampača treba izabrati prema izabranom kapacitetu, laboratorijskom SOP-u i zahtevima za dokumentaciju.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite predviđenu masu uzorka, maksimalni kapacitet, potreban način štampe/toka podataka, kalibracionu proceduru i očekivanja u pogledu dokumentacije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: ANB-HIC analitička vaga velikog kapaciteta

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA ANB-HIC ANALITIČKE VAGE VELIKOG KAPACITETA

Potrebna vam je pomoć pri konfiguraciji ANB-HIC analitičke vage velikog kapaciteta?

Pošaljite izabrani kapacitet, vrstu uzorka, zahtev za štampu/izlaz podataka i proceduru kalibracije/kontrolnih tegova. COLO.Science će potvrditi model, pribor i paket dokumentacije.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Analitičke vage | Miligramske vage | Precizne vage | OIML E2 tegovi

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatraži ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim